


HELLO LABOR

EDIZIONE NR. 1 | 2024 | OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

40 ANNI AL VOSTRO FIANCO
25 ANNI DI ESPERIENZA DIGITALE

The logo for DENTAG, featuring the word "DENTAG" in white capital letters on a dark blue background, with a pink curved line above and below the text.

A SUPPORTO DEI SISTEMI DIGITALI



il controllo e la messa a punto, taratura individuale, del sistema fresante Hardware CNC



l'assistenza Software Cam e l'ottimizzazione delle strategie di fresaggio per i diversi materiali



la corretta scelta delle frese e dei materiali necessari per i lavori da realizzare



l'integrazione di nuove strategie di fresaggio per materiali innovativi non disponibili sul mercato al momento dell'investimento
l'integrazione di nuove forme e/o connessioni implantari



L'assistenza remota o direttamente sul posto



la manutenzione ordinaria pianificata e la manutenzione straordinaria secondo le necessità



interventi tempestivi



il nostro centro di fresaggio a supporto dei nostri clienti in caso di lavori complessi o durante eventuali tempi di riparazione



FORMAZIONE INCLUSA

SE VEDI QUESTA ICONA
SIGNIFICA CHE ALL'ACQUISTO
UN NOSTRO SPECIALIST TI
FARA' UN CORSO DI
INTRODUZIONE GRATUITO



HANDS ON

METTICI LE MANI TI
ACCOMPAGNAMO NELLE
FASI DIMOSTRATIVE DALLA
VIDEO CALL ALLA
DIMOSTRAZIONE PRATICA E LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI REALI



Lukas Amplatz

Consulente Tecnico Commerciale

INFO, ORDINI E ASSISTENZA

info@dentag-italia.com

Tel. **0471 256 233** - anche Whatsapp:



SCANNER

da pag. 4 a pag. 5

SCANNER DA LABORATORIO, ACCESSORI PER SCANSIONE, SCANNER INTRAORALI

SOFTWARE CAD

pag. 6

EXOCAD, EXOPLAN, CHAIRSIDE CAD

STAMPA 3D

pag. 7

PRUSA MEDICAL ONE

RESINE STAMPA 3D

da pag. 8 a pag. 10

PRO3DURE, KEYSTONE, MATERIALI DI CONSUMO

FRESATORI

da pag. 11 a pag. 13

AMANN GIRRBACH, XANOS

CONSUMO CAM

da pag. 14 a pag. 23

FRESE, ZIRCONIO, COMPOSITI, PMMA, METALLI

CONSUMO CLASSIC LABORATORIO

da pag. 24 a pag. 29

SISTEMI PER MODELLI, GESSI, SABBIE, CALCINABILI, SILICONI, ISOLANTI, CERE, PASTE LUCIDANTI, RESINE

ARTICOLAZIONE E GNATOLOGIA

da pag. 30 a pag. 31

ARTICOLATORI E ARCHI FACCIALI GAMMA REFERENZ, AMANN GIRRBACH ARTEX

FORNI DI SINTERIZZAZIONE

pag. 32

XANOS, NABERTHERM

ATTREZZATURE CLASSIC LABORATORIO

da pag. 33 a pag. 35

MICROMOTORI SCHICK, SALDATRICE LAMPERT, SUPERCOLORI PER ZIRCONIO, COLORI PER RESINE E COMPOSITI



FLYER INTERATTIVO:
SCANNERIZZA I CODICI QR DEI
PRODOTTI PER VISIONARE TUTTI I
DETTAGLI E CHATTARE SUBITO CON
UN NOSTRO PRODUCT SPECIALIST



CADSTAR NEO 2 MAX

Meno di 30 secondi per la digitalizzazione di un ponte di tre elementi? Certo, nessun problema e come se non bastasse, per l'intero flusso di lavoro è sufficiente un solo clic.



CADSTAR NEO 2 PRO


4 occhi che vedono tutto, la massima potenza di 24 Megapixel in azione. Un sistema con soluzioni e accessori unici - made in Austria.



a partire da
4.990€



XANOS FREEDOM HD



SSS - stable scan system - non serve fissare il modello, si muovono le telecamere!



XANOS EDGE HD

la soluzione entry-level più potente di tutte, poca spesa, grande resa!



XANOS FREEDOM X5

il top di gamma della casa Coreana, sistema „SSS“ - grazie ai 5Megapixel fornisce risultati in UHD.



SCANTIST 3D VANISHING SPRAY

25,00€



Spray per scansioni extraorali da utilizzare in campo odontotecnico.



D-SCAN DENTIFY

35,50€



Spray opacizzante con un grande potere coprente. Uso extraorale, crea una pellicola omogenea e sottile ma coprente, estremamente preciso.



SCANSPRAY RENFERT

52,70€



Massima precisione grazie all'applicazione di uno strato sottilissimo e alla granulometria omogenea delle micropolveri.




MEDIT i600

L'odontoiatria digitale a portata di mano Medit è stata all'avanguardia nel realizzare l' i600 per un facile accesso all'odontoiatria digitale.



- ➔ 245g
- ➔ 10.9 um di precisione
- ➔ 35 FPS
- ➔ soluzione plug & scan
- ➔ puntale reversibile
- ➔ area di scansione elevata



a partire da
7.500€




MEDIT i700

Medit i700 rende l'esperienza di scansione confortevole sia per il dentista che per il paziente. Con il potente hardware e il software intelligente, Medit i700 è la chiave per liberare il pieno potenziale della tua clinica.



- ➔ 70 FPS
- ➔ doppia velocità di scansione
- ➔ gestione SW da manipo
- ➔ disinfezione UV integrata




MEDIT i700W WIRELESS

Nessun cavo, nessun problema. Senza fili, la scansione è comoda a qualsiasi angolazione.

La scansione delle aree prossimali avviene senza sforzo e senza vincoli di movimento.




- ➔ 328g
- ➔ 10.9 um di precisione
- ➔ 70 FPS
- ➔ autonomia di 8 ore
- ➔ puntale reversibile
- ➔ area di scansione elevata



DENTAL CAD

Nuove funzionalità, massima automazione e integrazione perfetta

- **Il tool per la riparazione della linea di preparazione** permette di ottenere il massimo da scansioni intraorali che presentano imperfezioni: correggi i margini e ottieni un risultato accettabile nonostante la presenza di artefatti o di fori nelle scansioni
- Risparmia tempo con l'**Auto Articulator** per un'occlusione dinamica automatica*
- **Integrazione di fresatrici compatte:** seleziona il tuo blocco preferito e inizia la produzione dal tuo software CAD con semplicità*
- **Cambia librerie di denti mantenendo il setup precedente**




*E' necessario un modulo aggiuntivo



a partire da
2.810€




EXO PLAN




Altre nuove funzioni

- Modifica dei dati di scansione migliorata
- Possibilità di regolare le viste multiple dell'allineamento TC
- Migliore disposizione e selezione delle viste trasversali



a partire da
990€



OFFICIAL
RESELLER

exocad

CHAIRSIDE CAD

Progettate sorrisi che i vostri pazienti adoreranno

Con il modulo aggiuntivo *Smile Creator* potrete subito **visualizzare sul volto** dei pazienti i risultati dei trattamenti previsti. In questo modo, li coinvolgerete e rafforzerete la loro decisione di portare a termine il trattamento. Nella "Smile Window" si vede ora il risultato in tempo reale durante tutto il processo di progettazione.



a partire da
4.200€



ORIGINAL PRUSA MEDICAL ONE



a partire da
3.299€

SOLUZIONE DI STAMPA 3D COMPLETA PER L'ODONTOIATRIA

FACILE DA USARE

STAMPA CON UN CLIC
INTEGRAZIONE IN EXOCAD
OPERAZIONE INTUITIVA
PROCESSI AUTOMATIZZATI
FLUSSO DI LAVORO ALTAMENTE OTTIMIZZATO



WORKFLOW VALIDATI E CERTIFICATI

LA STAMPANTE 3D SLA PIÙ VELOCE | STAMPE ESTREMAMENTE DETTAGLIATE | STAMPA PIÙ MODELLI
CONTEMPORANEAMENTE | SENSORE DI LIVELLO RESINA INCORPORATO | FILTRO AL CARBONIO PER MINIMIZZARE
GLI ODORI DELLA RESINA | FUNZIONI DI SICUREZZA: SENSORE COPERCHIO, MISURAZIONE TEMPERATURA,
MONITORAGGIO CONTINUO DELLO STATO

PRUSA
RESEARCH
by JOSEF PRUSA



PRINTODENT GR 10

256,00€
1000 g

Resina biocompatibile, sviluppata per la produzione di bite e dime chirurgiche.



PRINTODENT GR 10 MSI

NEW
361,00€
1000 g

Resina biocompatibile, sviluppata per la produzione di bite e dime chirurgiche.

Componente antibatterico brevettato.



PRINTODENT GR 13

150,00€
1000 g

Resina per la produzione di modelli dentali. Eccellente stabilità dimensionale.



PRINTODENT GR 13.2

150,00€
1000 g

Resina per la produzione di modelli dentali. Eccellente stabilità dimensionale - grigia per contrasti elevati.



PRINTODENT GR 14.2 HI

313,00€
1000 g

Resina per la produzione di basi di protesi mobili „high impact“.



PRINTODENT GR 14.2 HI MSI

NEW
364,00€
1000 g

Resina per la produzione di basi di protesi mobili. „high impact“.

Componente antibatterico brevettato.



PRINTODENT GR 17

364,00€
1000 g




Resina per la produzione di provvisori



PRINTODENT GR 17.1 LT

434,00€
1000 g



Resina per la produzione di provvisori a lunga durata. Elevata resistenza alla flessione.



Certificata anche per l'utilizzo per protesi mobili.



PRINTODENT GR 19.1 OA

285,00€
1000 g



Resina per la produzione di bite rigidi termoelastici.




PRINTODENT GR 19.1 OA MSI

NEW
285,00€
1000 g



Resina per la produzione di bite rigidi termoelastici.
Componente antibatterico brevettato.



PRINTODENT GR 21.1 TRY-IN

259,00€
1000 g



Resina per la produzione di strutture try-in.



PRINTODENT GR 22 FLEX

385,00€
1000 g



Resina per la produzione di bite flessibili trasparenti.



KEYSTONE KEYMODEL ULTRA LIGHT GREY

Resina per la realizzazione di modelli. Ideale per modelli per allineatori. Effetto autoisolante.



63,00€
1 Kg



KEYSTONE KEYMODEL ULTRA IVORY

Resina per la realizzazione di modelli. Ideale per modelli per allineatori. Effetto autoisolante.



63,00€
1 Kg



KEYSTONE KEYSPLINT SOFT

Resina morbida per la realizzazione di bite e mascherine di sbiancamento.



246,00€
500g



KEYSTONE KEYSPLINT HARD

Resina rigida per la realizzazione di bite.



246,00€
500g



KEYSTONE KEYGUARD

Innovativa resina per paradenti realizzati con stampa 3D disponibile nei colori: bianco / nero.



NEW
299,00€
1 Kg



MTC3D CLEAN UP

Detergente privo di alcool, non infiammabile, per il lavaggio di strutture realizzate con stampa 3D.



87,00€
5 litri



CERAMILL MATRON

Il primo fresatore di quinta generazione dalla casa Amanngirrbach. Le eccezionali caratteristiche del prodotto rendono la Ceramill Matron più forte, più veloce e più intelligente, con la massima facilità d'uso e semplicemente più divertente da usare:

- mandrino più potente con pinza gambo 6mm
- inclinazione massima $\pm 45^\circ$
- caricatore automatico 8 cialde
- calibrazione automatica
- magazzino utensili „snapmag„ a cambio rapido
- lavaggio e asciugatura automatica
- processi automatizzati con utensili RFID
- processi automatizzati con portagrezzi RFID
- schermo touch screen 21" - nuova interfaccia



NEW
PREZZI SU
RICHIESTA

A PARTIRE DA
18.450€



CERAMILL MOTION 2

CERAMILL MOTION 3

Le Motion sono da sempre l'introduzione ideale alla produzione CAM, sia a secco che a umido. Motion 2 rappresenta il modello base, mentre Motion 3 implementa tecnologie avanzate provenienti da Matik: il mandrino più potente, l'interfaccia touch screen e il riconoscimento automatico degli utensili RFID.



CERAMILL MATIK

Semplificate la vostra routine quotidiana con la pulizia completamente automatica e la gestione dei materiali e degli utensili. Con 36 posizioni portagrezzo e 27 posizioni nel magazzino utensili questo ottimizza efficacemente lo sforzo del processo nella routine quotidiana del laboratorio.



XANOS XM **BASIC-METAL-PROFI**

La meccanica compatta e l'elevata rigidità, unitamente alla gestione dell'elettronica ed ai componenti di alta qualità, garantiscono livelli di precisione e velocità mai provati prima.

Le ampie inclinazioni degli assi, consentono di eseguire lavorazioni con importanti disparallelismi.

La concezione di tipo industriale della macchina consente di lavorare su grandi volumi con il massimo dell'affidabilità.

La camera di lavoro, integrata nel telaio, garantisce durata illimitata alla tenuta delle polveri, rendendo nel contempo semplici le operazioni di pulizia. Il telaio, totalmente in acciaio INOX, è concepito per accogliere numerosi optional come il mandrino maggiorato e il caricatore cialde, installabili anche in un secondo tempo.

BASIC la macchina che cresce con te, parti da una configurazione base per fresare il morbido a secco e aggiungi gli accessori che ti servono quando vuoi

METAL monta subito il mandrino da 3.2kW e fresa qualsiasi materiale

PROFI configurazione completa, comprende righe ottiche sugli assi lineari XYZ

XANOS XS **SOFT-METAL**

NEW
a partire da
23.580€



La meccanica compatta ad elevata rigidità, unitamente alla gestione dell'elettronica ed ai componenti di alta qualità, garantiscono livelli di precisione e velocità mai provati prima.

Le ampie inclinazioni degli assi, consentono di eseguire lavorazioni con importanti disparallelismi. La concezione di tipo industriale della macchina consente di lavorare su grandi volumi con il massimo dell'affidabilità. La camera di lavoro, integrata nel telaio, garantisce durata illimitata alla tenuta delle polveri, rendendo nel contempo semplici le operazioni di pulizia.

SOFT versione della XS compatta per il fresaggio di materiali „morbidi“. Fresa tutto, tranne il metallo dal pieno.

METAL versione per metallo, mandrino 3.2kW e tutte le comodità necessarie per fresare tranquillamente qualsiasi materiale.



XANOS CARATTERISTICHE TECNICHE

Siamo aperti! Oltre alle caratteristiche e gli accessori delle macchine, che offrono flessibilità e libertà di lavorazione, offriamo ai nostri clienti la libera scelta del software CAM adatto alle loro esigenze.


Il continuo impegno di ottimizzazione e sviluppo ci ha portati all'integrazione completa in entrambi CAM dentali leader nel settore:

SOFTWARE CAM:



hyperDENT®

NEW




limite assi $\pm 40^\circ$ e c-clamp per lavorazioni vestibolari

CARATTERISTICHE	X1		XS		XM		
	ECO	SOFT	METAL	STANDARD	BASIC	METAL	PROFI
SOFTWARE CAM MILLBOX	ECO	ECO	STANDARD		ECO	STANDARD	STANDARD
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE	●	●	●	●	●	●	●
MANDRINO 3200W	✗	✗	●	●	●	●	●
MANDRINO 750W	●	●	✗	✗	●	✗	✗
METALLO VERNICIATO	●	●	●	●	✗	✗	✗
ACCIAIO INOX	✗	✗	✗	✗	●	●	●
CIALDA FISSA	●	●	●	●	✗	✗	✗
CIALDA MOBILE MECCANICA	✗	●	●	●	✗	✗	✗
CIALDA MOBILE PNEUMATICA	✗	✗	✗	✗	●	●	●
DISPLAY TOUCH SCREEN 12"	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DISPLAY TOUCH SCREEN 15"	✗	●	●	●	●	●	●
MAGAZZINO UTENSILI 12 POS.	●	●	✗	✗	✗	✗	✗
MAGAZZINO UTENSILI 22 POS.	●	●	●	●	●	●	●
CARICATORE AUTOMATICO 4 POS.	✗	✗	✗	✗	●	●	●
RIGHE OTTICHE SU ASSI XYZ	✗	✗	✗	✗	●	●	●
MOBILE DEDICATO	●	●	●	●	●	●	●
ASPIRATORE DEDICATO	●	●	●	●	●	●	●


● DI SERIE
 ✗ NON APPLICABILE
 ● OPTIONAL INTEGRABILE
 ● OPTIONAL ALL'ORDINE



magazzino utensili da 12 o 22 posizioni




sgancio cialda rapido e riposizionamento „zero-position„



caricatore automatico 4 cialde

Sistema di filtraggio e refrigerazione con doppio filtro e decantazione con pompa a alta portata.



Mobile dedicato con ruote e scompartimenti dedicati a chiller mandrino, aspiratore e cassetto vasca refrigerazione.









































Cassetto per sistema di refrigerazione estraibile per facilitare il cambio del liquido, la pulizia del filtro e l'aggiunta dell'olio di taglio



SCONTO APPLICABILE SU TUTTA LA GAMMA SENZA ORDINE MINIMO

-28%

				Ceramill DNA Milling Units					Material																
	Art. Nr.	Description	Ring color	Mikro 4X	Mikro 5X	Mikro IC	Motion 2	Matik	Zolid Zirconia	Ceramill Sintron	Ceramill M-Plast	Ceramill PMMA	Ceramill Peek	Ceramill Wax	Ceramill D-Set	Ceramill Splintec	Ceramill D-Wax	Ceramill Ti-Preforms	Ceramill COCR	Glass ceramic	Lithium disilicates	Hybrid ceramics	VITA VIONIC/BDS	Solvay Ultraire AKP	VITA VIONIC Wax White
	760660	Roto RFID 2,5 ZI	grey	x	x		x	x	x																
	760661	Roto RFID 1,0 ZI	grey	x	x		x	x	x																
	760662	Roto RFID 0,6 ZI	grey	x	x		x	x	x																
	760663	Roto RFID 0,3 ZI	grey	x	x		x	x	x																
	760664	Roto RFID 2,5 Sintron	blue	x	x		x	x		x															
	760665	Roto RFID 1,0 Sintron	blue	x	x		x	x		x															
	760666	Roto RFID 0,6 Sintron	blue	x	x		x	x		x															
	760667	Roto RFID 0,3 Sintron	blue	x	x		x	x		x															
	760668	Roto RFID 2,5 PMMA	green	x	x		x	x			x	x				x									
	760669	Roto RFID 1,0 PMMA	green	x	x		x	x		x*	x	x				x									
	760670	Roto RFID 0,6 PMMA	green	x	x		x	x			x	x													
	760671	Roto RFID 0,3 PMMA	green	x	x		x			x*															
	760672	Roto RFID 2,0 Ti	black			x	x	x										x							
	760673	Roto RFID 1,0 Ti	black			x	x	x										x							
	760676	Diamond RFID 1,8	orange			x	x	x												x	x	x			
	760677	Diamond RFID 1,4	orange			x	x	x												x	x	x			
	760678	Diamond RFID 1,0	orange			x	x	x												x	x	x			
	760679	Diamond RFID 0,4	orange			x	x	x												x	x	x			
	760680	Roto RFID 2,5 SC	yellow		x		x	x					x**		x									x*	
	760681	Roto RFID 1,0 SC	yellow				x	x					x**											x*	
	760682	Roto RFID 0,6 SC	yellow				x	x					x**											x*	
	760683	Roto RFID 0,3 SC	yellow				x	x					x**											x*	
	760684	Roto RFID 2,5 DMB DC	white	x	x	x	x								x							x			
	760685	Roto RFID 1,0 DMB DC	white	x	x	x	x								x							x			
	760686	Roto RFID 0,6 DMB DC	white	x	x	x	x															x			
	760687	Roto RFID 0,3 DMB DC	white	x	x	x	x															x			
	760688	Roto RFID 2,5 COCR	brown					x											x						
	760689	Roto RFID 1,5 COCR	brown					x											x						
	760690	Roto RFID 1,0 COCR	brown					x											x						
	760692	Roto RFID 2,5 PMMA Denture	pink				x																x		
	760693	Roto RFID 1,5 PMMA Denture	pink				x																x		
	760697	Roto RFID 2,5 Model	red				x			x															
	760698	Roto RFID 2,0 Model	red				x			x															
	760694	Roto RFID 1,2 Drill	green				x																		
	751001	Roto RFID 1,2 ST	purple					x																	
	760695	Roto RFID 1,0 Wax Denture	red				x	x									x								x
	760696	Roto RFID 3,0 Wax Denture	red				x	x		x							x								x
	181205	Roto RFID Kalibrierstift	purple			x		x																	





primotec®

-20%

AMANN GIRRBACH®



UTENSILI PREMIUM
PER RISULTATI E DURATE PREMIUM

ZIRKONZAHN®



3mm



6mm

DGSHAPE®- ROLAND®



VHF®



IMES ICORE®



3mm




6mm

YENADENT®




*i marchi presenti su questa pagina sono
marchi registrati e appartengono alle
rispettive aziende.



Xanos® Evo Blank **ZI-5D multilayer**



Il Blank è composto da 5 strati di diversi materiali collocati in sequenza progressiva di resistenza e traslucenza, ideale per la realizzazione di strutture monolitiche di dimensioni ridotte.



MISURA	PREZZO
98x12mm	€ 88,00
98x14mm	€ 97,00
98x16mm	€ 106,00
98x18mm	€ 115,00
98x20mm	€ 125,00


STRATO	TRASLUCENZA	RESISTENZA
1 st	49%	≥600
2 nd	48%	≥675
3 rd	47,5%	≥750
4 th	46,5%	≥900
5 th	46%	≥900



Xanos® Evo Blank **ZI-5D F multilayer**



F sta per funzionale ed è l'evoluzione del nostro best-seller ZI-5D ML. La bellezza della traslucenza progressiva, grazie all'elevata durezza, può ora essere sfruttata anche su strutture più grandi.



MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 97,00
98x16mm	€ 106,00
98x18mm	€ 115,00
98x20mm	€ 125,00


STRATO	TRASLUCENZA	RESISTENZA
1 st	46,6%	≥1027
2 nd	45,6%	≥1105
3 rd	44,3%	≥1205
4 th	43,0%	≥1300
5 th	43,0%	≥1300



Xanos® Evo Blank **ONE+ multilayer**



Il nostro Blank universale, con un'unica durezza (1000 MPa) e colorazione Multilayer. Un solo materiale per tutte le indicazioni.



MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 97,00
98x16mm	€ 106,00
98x18mm	€ 115,00
98x20mm	€ 125,00



ZOLID GEN-X



Il Materiale di AmannGirrbach Blank universale, con un'unica durezza (1000 +/-100 MPa) e colorazione Multilayer. Un solo materiale per la realizzazione di riabilitazioni protesiche nei settori anteriori e posteriori, corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici, strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi e costruzioni di più elementi avvitati su basi in titanio.



© Atsushi Hasegawa

1+1
OMAGGIO

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 198,00
98x16mm	€ 214,00
98x18mm	€ 229,00



ZOLID HT+PS



Materiale universale, precolorato monocromatico. (1000 +/-100 MPa)
Un solo materiale per la realizzazione di riabilitazioni protesiche nei settori anteriori e posteriori, corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici, strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi e costruzioni di più elementi avvitati su basi in titanio.



© Amann Girrbach

-25%

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 141,00
98x16mm	€ 153,00
98x20mm	€ 178,00



ZOLID FX-ML



Materiale altamente estetico in colorazione multistrato. Ideale per la realizzazione di piccole strutture monolitiche. (700 +/-150 MPa)



© Lucas Lammott

-35%

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 140,00
98x16mm	€ 161,00
98x20mm	€ 182,00



KATANA YML

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 155,00
98x18mm	€ 178,00
98x22mm	€ 221,00

KATANA STML

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 140,00
98x18mm	€ 178,00
98x22mm	€ 220,50

KATANA HTML+

MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 140,00
98x18mm	€ 178,00
98x22mm	€ 200,50



SHOFU LUCENT SUPRA

MISURA	PREZZO
98x12mm	€ 206,13
98x14mm	€ 218,50
98x16mm	€ 237,10
98x18mm	€ 247,32
98x22mm	€ 265,92



SHOFU Disk ZR Lucent Supra combina varianti di ossido di zirconio altamente resistente in un materiale Multilayer ad elevate prestazioni. Il crescente grado di trasparenza dall'area cervicale all'area incisale e la straordinaria resistenza alla flessione in ogni punto rendono questo materiale una soluzione ideale per ogni sfida clinica.



IVOCLAR VIVADENT ZIRCAD PRIME




MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 188,61
98x20mm	€ 207,57

Dischi in ossido di Zirconio. Il rivoluzionario materiale consente di ottenere eccezionali livelli di qualità ed estetica e grazie alla sua elevata resistenza è impiegabile per tutte le indicazioni: pittura, cut back, Rivestimento estetico ed infiltrazione, dalla corona singola fino al ponte di 14 elementi.



IVOCLAR VIVADENT ZIRCAD PRIME ESTHETIC



MISURA	PREZZO
98x14mm	€ 164,79
98x16mm	€ 188,61
98x20mm	€ 207,57

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic è la soluzione estetica. Combina proprietà eccezionali in un materiale:

- Estetica ad alta gamma (paragonabile alla traslucidezza di LS2): una progressione di colore e traslucenza genuinamente perfetta e continua.



IVOCLAR IPS E.MAX CAD



LT-HT-MT
I 12 / C 14

PS e.max CAD è il golden standard della vetroceramica. È indicato per l'efficiente realizzazione di restauri interamente anatomici ed è noto per le sue applicazioni versatili, il completo spettro di indicazioni e per la sua elevata resistenza di 530 MPa.

165,00€

1CF. = 5 pezzi

VITA ENAMIC
MULTI COLOR

VITA ENAMIC multiColor è un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale con un clic. Questo blank CAD/CAM presenta un andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale.

147,00€

1CF. = 5 pezzi



VITA ENAMIC

L'esclusiva ceramica ibrida con struttura a reticolo ceramico e polimerico duale, disponibile come variante mono- e multicromatica in 3 livelli di traslucenza (T, HT, ST)

107,00€

1CF. = 5 pezzi

VOCO
GRANDIO
DISC MULTI

418,00€

98x15mm

Materiale nano ceramica ibrido in formato cialda 98mmx15mm. Disponibile in colorazione MULTISTRATO o MONO.

VOCO
GRANDIO
BLOCS

Materiale nano ceramica ibrido monocromatico. (LT/HT)

118,50€

1CF. = 5 pezzi



SHOFU BLOCK HC

Materiale nano ceramica ibrido per denti singoli e può essere lavorato a secco o ad acqua in tutte le comuni fresatrici con supporto blocchetti. (LT/HT)


123,90€

1CF. = 5 pezzi



SHOFU DISC HC

Materiale nano ceramica ibrido per denti singoli e può essere lavorato a secco o ad acqua in tutte le comuni fresatrici. (LT/HT)


348,00€


COLTENE BRILLIANT CRIOS BLOCKS

Composito rinforzato. Il materiale combina tutti i vantaggi di un innovativo composito sub-microibrido con quelli di un processo di fabbricazione CAD/CAM per la realizzazione di restauri affidabili, estetici e veloci senza processo di cottura separato.


81,40€

1CF. = 5 pezzi



COLTENE BRILLIANT CRIOS DISC

Composito rinforzato. Il materiale combina tutti i vantaggi di un innovativo composito sub-microibrido con quelli di un processo di fabbricazione CAD/CAM per la realizzazione di restauri affidabili, estetici e veloci senza processo di cottura separato.


325,00€

98x14mm



LAVA 3M ULTIMATE

Blocchetti di particelle di nanoceramica inserite in una matrice di resina ad elevata polimerizzazione. Da utilizzare con Cerec Chairside e Cerec InLab. I restauri realizzati sono facili da lucidare, riparabili con materiali fotopolimerizzabili. Indicati per: inlay, onlay e faccette.


124,00€

1CF. = 5 pezzi



UPCERA HYRAMIC MONO/MULTI

In ceramica ibrida con struttura reticolare duale tipica, che riunisce caratteristiche della ceramica e della resina composita. Per la realizzazione di restauri altamente estetici e stabili a lungo.



TIPO	PREZZO
MONO 5 pezzi	€ 85,00
MULTI 5 pezzi	€ 110,00



CERAMILL A-TEMP ML



MISURA	PREZZO
98x14mm	58,00€
98x16mm	64,00€
98x20mm	76,00€

La resina Ceramill A-Temp è facile da lavorare ed è indicata per provvisori a lungo termine. Ceramill A-Temp è disponibile sia come grezzo monocromatico che come "multistrato" con decorso cromatico dalla dentina allo smalto.



SIRONA MULTILAYER PMMA



MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 95,00
98x20mm	€ 95,00

Disco fresabile in polimetilmetacrilato (PMMA), multistrato, per sistemica CAD/CAM. Indicato per la realizzazione di corone e ponti provvisori estetici. Realizzato in resine acriliche in 13 strati di sfumature cromatiche.



XANOS PMMA MONO



MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 19,00
98x20mm	€ 19,00



XANOS PMMA MULTI



MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 32,00
98x20mm	€ 32,00



PRO3DURE PRO3DENT

MISURA	PREZZO
MSI 98x16mm	49,00€
MSI 98x16mm	52,00€

NEW

PRO3dent
splint | MSI

pro3dure
medical

PRO3dent splint | MSI è ideale per bite rigidi fresati. L'esclusiva tecnologia MSI di pro3dure previene in modo naturale l'adesione di biofilm e la formazione di placca nel cavo orale. Disponibile in blu oceano, negli spessori di 16 mm e 20 mm.

PRO3DURE THERMEO

MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 69,20
98x20mm	€ 73,20
MSI 98x16mm	€ 76,00
MSI 98x16mm	€ 80,00

NEW

THERMEO® | MSI

pro3dure
medical

La cialda THERMEO, provata e testata centinaia di migliaia di volte, è ora disponibile anche nella variante MSI (Multi Species Inhibition). Si tratta del primo disco di fresatura biomimetico al mondo della sua categoria che utilizza l'esclusiva tecnologia MSI di pro3dure per prevenire in modo naturale l'adesione di biofilm e la formazione di placca nel cavo orale.



CERAMILL A-SPLINT


MISURA	PREZZO
98x16mm	€ 32,80
98x20mm	€ 42,50

Resina trasparente per la realizzazione di bite. Dispositivo medico di classe 2A, ideale per uso a lungo termine, fino a 3 anni.



XANOS TITANIO

MISURA	PREZZO
98x12mm	€ 67,00
98x16mm	€ 75,00
98x20mm	€ 80,00



MEDILOY TI-5 BEGO

MISURA	PREZZO
98x12mm	€ 75,00
98x14mm	€ 83,00
98x16mm	€ 93,00
98x18mm	€ 95,00

Indicato per la realizzazione di strutture per corone e ponti, compresa metallo-ceramica, abutment e barre. Biocompatibilità e resistenza alla corrosione con assenza di nickel, cadmio e berillio. Struttura omogenea senza soffiature o porosità superficiali. Resistenza elevata e fresabilità ottimizzata



MEDILOY M-CO BEGO

MISURA	PREZZO
98x10mm	€ 125,00
98x12mm	€ 125,00
98x14mm	€ 140,00
98x16mm	€ 155,00
98x18mm	€ 142,00



Dischi in Cr/Co per corone e ponti, metallo-ceramica e protesi implantari biocompatibile e resistente alla corrosione come tutte le leghe BEGO.



CERAMILL SINTRON

MISURA	PREZZO
98x10mm	€ 178,45
98x12mm	€ 197,00
98x14mm	€ 217,07
98x16mm	€ 234,86
98x18mm	€ 258,55
98x20mm	€ 288,00
98x25mm	€ 326,00

Il disco Ceramill Sintron rivoluziona la lavorazione a secco CNC di restauri in metallo non prezioso con fresatori da tavolo nel proprio laboratorio. Grazie alla sua consistenza simile alla cera, Ceramill Sintron può essere fresato facilmente a secco. Durante il successivo processo di sinterizzazione in atmosfera di gas protettivo, le strutture acquisiscono poi le caratteristiche finali del materiale, diventando manufatti in CoCr dalla microstruttura molto omogenea. Per il rivestimento estetico possono essere utilizzate tutte le ceramiche convenzionali per CoCr.



© Amann Girrbach



FORATORE GIROFORM

Foratore per la realizzazione di modelli.
Completo di STARTER KIT:

A SOLI
1.842€
RISPARMIA
IL 35% !



PERNI GIROFORM

19,00€
1000 pezzi



PIASTRE GIROFORM

84,50€
100 pezzi



CONTROPIASTRE GIROFORM

169€
50 pezzi



GIROFORM PUTTY

43,80€
1KG



PIASTRE METALLICHE INOX

39,00€
100 pezzi



roto click.®

100 PEZZI
65€

NEW




PIASTRA BASE
RO-0100

**PREZZO DI LANCIO!
CONFEZIONE DA 100
PEZZI A SOLI 65€**

**PER AGEVOLARE LA VOSTRA
SCELTA VI CAMBIAMO LE VOSTRE
CONTROPIASTRE RIMANENTI
IN STOCK 1 A 1 CON LE NUOVE
CONTROPIASTRE ROTOCCLICK**



CONTROPIASTRA
RO-0300
50PZ



PIASTRA BASE
STAMPA 3D
RO-0200
100PZ



MISURA	PREZZO
RO-0200	€ 129,00
RO-0300	€ 190,00
RO-0400	€ 187,00
RO-0401	€ 39,00
RO-0500	€ 33,00



CONTROPIASTRA
SPLITEX
ACCATASTABILE
RO-0400
75PZ



BOTTONI
ROTOCLICK
(PERSONALIZZABILI)
RO-0500
100PZ



PIASTRINE
METALLICHE IN INOX
RO-0401
100PZ



COMING SOON

RO-0600
rotoKEY - LAB



PRIMASTONE GERHÒ

Gesso extraduro, IV classe, eccezionale per tutte le tecniche, rapporto ottimo qualità/prezzo. Superfici molto lisce e ottima scorrevolezza. Facile lavorazione, tissotropico.

21,70€

Colore	Conf.	Codice
Bianco	bidone 5 kg.	3010186
Grigio	bidone 5 kg.	3010187
Albicocca	bidone 5 kg.	3010188



PRIMAGIPS GERHÒ

Gesso duro III Classe. Per modelli master di protesi mobile e fissa e antagonisti di precisione. Superfici lisce, ottima scorrevolezza e durezza dei bordi.

36,70€

Colore	Conf.	Codice
Giallo	bidone 20 kg.	3010189



PRIMAMOD F GERHÒ

Gesso extraduro, IV classe, per zoccoli di modelli master e monconi. Superficie molto liscia, gesso estremamente fluido, ottima scorrevolezza anche senza vibratore.

5 kg.
24,30€
20 kg.
63,90€

Colore	Conf.	Codice
Bianco	bidone 5 kg.	3010191
Bianco	bidone 20 kg.	3010193



FUJIROCK EP CLASSIC GC

Gesso IV Classe tissotropico.

5 kg.
39,40€
12 kg.
75,68€

Colore	Conf.	Codice
Marrone dorato	fustino 5 kg.	3010195
Marrone dorato fusto economy	fustino 12 kg.	3010196



FUJIROCK EP PREMIUM GC

Gesso IV Classe.
Il colore: INCA BROWN è particolarmente indicato per l'uso con gli scanner e il TITANIUM GREY ideale per la realizzazione di faccette.

11 kg.
81,75€
4 kg.
38,00€

Colore	Conf.	Codice
Pastel yellow - fusto economy	fustino 11 kg.	3010198
Inca brown	fustino 4 kg.	3104710



ARTIFIX DENTAG

Gesso sintetico bianco per articolatore con espansione molto ridotta. Adatto alla miscelazione a mano e a macchina. Campi d'impiego: Messa in articolatore di modelli di lavoro, ribasature e fissaggio di modelli di ortodonzia, registrazione del morso, mascherine e fissaggio di modelli da fresare. Umettamento rapido, non fa grumi, consistenza cremosa, indurisce velocemente. Espansione di presa minima: 0,03%!

20 kg.
56€



HINRIPLAST N ERNST HINRICHS

Gesso sintetico, classe IV. Stabilizzato con resina. Hinriplast è fluido; presenta un'estrema stabilità dei bordi ed è resistente all'abrasione più dei gessi extra-duri - tradizionali

26,80€

Colore	Conf.	Codice
Gesso grigio perla	secchiello da 5 kg.	3101667
Gesso avorio	secchiello da 5 kg.	3101668
Gesso albicocca	secchiello da 5 kg.	3101669



OSSIDO DI ALUMINIO DENTAG



MISURA	PREZZO
9kg - 250um	24,00€
9kg - 110um	28,00€
9kg - 50um	24,00€

CERAMILL GEL AMANN GIRRBACH 112,00€

Resine fotoindurenti per modellazione, per corone ed elementi intermedi.



Colore	Conf.	Codice
Ceramill gel per corone, verde	conf. da 4 siringhe da 3 g. cad.	3032641

PATTERN RESIN LS GC 66,00€

Pattern Resin è una resina per modellazione con minima retrazione.



Conf.	Codice
conf. 100 gr. P + 100 ml. L.	3010290

GINGISCAN SILICON ZHERMACK 29,50€

29,50€

Conf.	Codice
2 cartucce da 50 ml. + 10 puntali miscelazione + 5 oral tips.	3032572



GINGIFAST ZHERMACK 38,77€

38,77€

Elevato modulo elastico per agevolare la rimozione ed il reinserimento dal modello
Confezione: 2 cartucce da 50 ml. cad., 1 separatori
flacone da 10 ml., 12 puntali di miscelazione, 12 Oral Tips.

Conf.	Codice
Elastic	3070538
Rigid	3104885



PRIMDUO 70 GERHÒ 97,70€

97,70€

Silicone a reazione di poliaddizione Duro 70 Shore per mascherine di protesi mobile. Utilizzabile anche per muffola.



Contenuto	Conf.	Codice
Conf. 5 kg. di Base A + Conf. 5 kg. di Catalizzatore B	10 kg.	3032568

PRIMDUO 90 GERHÒ 97,70€

97,70€

Silicone a reazione di poliaddizione Extra-duro 90 Shore per mascherine di ponti provvisori. Utilizzabile anche per muffola.



Contenuto	Conf.	Codice
Conf. 5 kg. di Base A + Conf. 5 kg. di Catalizzatore B	10 kg.	3032569

PRIMAGLASS T GERHÒ 29,90€

29,90€

Polivinilsilossano a reazione di poliaddizione 1:1, tissotropico trasparente, media viscosità.



Conf.	Codice
2 cartucce da 50 ml. + 10 puntali miscelazione	3032570

PROTHO CLEAN 14,29€

14,29€

Spray sintetico per dare brillantezza alle protesi. Da alla vostra protesi un aspetto lucido e brillante. Elimina i resti di pasta per lucidatura o resti di monomero dalle protesi parziali o complete.



Conf.	Codice
75 ml.	3100991

AESTHETIC BLU CANDULOR

POLIMERIZZANTE A FREDDO

La resina polimerizzante a freddo Candulor si basa su polimeri e monomeri molto puri e di elevata qualità



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Original Pink - rosa venato	500g	3070024	57,30 €
Aesthetic Autopolymerisat monomero (liquido)	500ml	3070025	49,20 €

AESTHETIC RED CANDULOR

POLIMERIZZANTE A CALDO

La resina polimerizzante a caldo Candulor è composta di materie prime di elevata qualità.



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Original Pink - rosa venato	500g	3070017	41,67 €
Aesthetic Basismaterial monomero (liquido)	500ml	3070018	32,86 €

PALAPRESS VARIO KULZER

La scelta giusta per la realizzazione di più selle contrapposte. Il vantaggio della resina sta nel processo di polimerizzazione guidato.



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Rosa venato	1 Kg	3062508	119,55 €
Liquido	500cc	3062511	65,69 €

PALADON 65 KULZER

Resina polimerizzante a caldo per le protesi totali e parziali.



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Rosa	1 Kg	3070098	60,20 €
Rosa venato	1 Kg	3070099	60,20 €
Liquido	500cc	3070101	22,70 €

PALADUR KULZER

Resina autopolimerizzante a freddo per ribasature e riparazioni.



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Rosa	1 Kg	3070106	95,50 €
Rosa venato	1 Kg	0040293	102,50 €
Liquido	500cc	3070108	54,30 €

PALAXPRESS KULZER

Indicata per tutte le applicazioni. Colata di più selle in un'unica fase. Adattamento cromatico di protesi parziali e totali e riparazioni.



Colore	Conf.	Codice	Prezzo
Rosa	1 Kg	3062512	119,96 €
Rosa venato	1 Kg	3062513	119,96 €
Liquido	500cc	3062516	67,52 €

SR TRIPLEX HOT IVOCAR VIVADENT

TRIPLEX HOT ASSORT.	Codice	Prezzo
Pink 1 kg. / 500 ml	3070270	75,00 €
Pink V. 1 kg. / 500 ml	3070271	75,00 €
TRIPLEX HOT POLVERE.	Codice	Prezzo
Pink 1 kg.	3070272	45,00 €
Pink V. 1 kg	3070273	45,00 €
TRIPLEX HOT POLVERE.	Codice	Prezzo
Pink 10 kg.	3070274	288 €
Pink V. 10 kg	3070275	288 €
TRIPLEX HOT LIQUIDO.	Codice	Prezzo
500 ml	3070276	23,30 €



SR TRIPLEX COLD IVOCAR VIVADENT

TRIPLEX COLD ASSORT.	Codice	Prezzo
Pink 1 kg. / 500 ml	3070279	120 €
Pink V. 1 kg. / 500 ml	3070280	120 €
TRIPLEX COLD POLV.	Codice	Prezzo
Pink 1 kg.	3070281	66,40 €
Pink V. 1 kg	3070282	66,40 €
TRIPLEX COLD LIQ.	Codice	Prezzo
Pink 500 ml.	3070285	34,99 €
TRIPLEX SISTEMA DOS.	Codice	Prezzo
1 pezzo	3070278	9,10 €



UNIFOL PERIDENT

Isolante per gesso/resina a base di alginato ed olii emulsionati dalle eccezionali proprietà distaccanti. Atossico.



18,60€

Conf.	Codice
450ml.	3010277

CERA TENATEX KEMDENT

Cera di modellazione in fogli, colore rosso.



8,55€

Conf.	Codice
500 gr.	0010258

CERA TENASYLE KEMDENT

Cera di modellazione in fogli, colore rosa.



8,90€

Conf.	Codice
500 gr.	0010257

DE-WAX CERA DI MOD.ROSSA

8,85€



DE-WAX CERA DI FRESAGGIO

8,85€



DE-WAX CERA COLLANTE BEIGE

8,85€



MEGATRAY MEGADENTA

Materiale fotopolimerizzante per cucchiali. Resina preformata fotopolimerizzante per la produzione di cucchiali individuali per impronte.



33,80€

Colore	Conf.	Codice
Rosa	50 pz.	3020479
Trasparente	50 pz.	3020480

PASTA PER LUCIDATURA IVOCLAR VIVADENT

La pasta per lucidatura universale è particolarmente indicata per la lucidatura di lavori in resina e metallo, ideale anche per bite o provvisori stampati in 3D.




10,18€

Conf.	Codice
100 ml.	3070291



ARTEX ARCO FACCIALE



PRODOTTO	PREZZO
SINGOLO ARCO FACCIALE	730€
ARCO F. CON SUPPORTO	859€




730,00€

Permette il fissaggio anatomicamente corretto della relazione cranio-assiale in modo rapido e preciso
Indicato per rilevare la posizione cranico-assiale dell'arcata mascellare superiore del paziente
La misurazione anatomica viene registrata in maniera rapida e precisa e fissata al banco di trasferimento, per essere poi trasferita all'articolatore riproducendo esattamente la situazione del paziente
Snodo tridimensionale veloce e sicuro
Riproduzione fedele della situazione orale del paziente
Riproducibilità affidabile della posizione assiale arbitraria, grazie al supporto glabella di lipsia
Realizzato in alluminio anodizzato con apertura parallela.

**NOVITÀ ASSOLUTA:
DIGITALIZZA IL TUO
ARCO FACCIALE ANALOGICO**



**COMING
SOON**



RO-0700 rotoKEY - CLINIC



**OMAGGIO DEL
VALORE DI 439€**



GAMMA ARCO FACCIALE AB

841,00€

Arco facciale anatomico a scorrimento parallelo con snodo 3D.
Con questo arco non si verificano spostamenti assiali indesiderati, ad esempio a causa dell'effetto forbice.
Il design a forma di scatola con doppio bloccaggio non lascia nulla a desiderare in termini di stabilità.
l'arco frontale Reference AB è progettato per il piano AO (piano orbitale dell'asse della cerniera), il punto di riferimento anteriore si trova 22 mm al di sotto della retrazione più profonda della glabella.



GAMMA REFERENZ SL

Reference SL - Dalla stabilità centrica alla perfezione eccentrica
Il design unico dell'alloggiamento condilare dell'articolatore Reference SL, secondo il Prof. Rudolf Slavicek, soddisfa questo requisito in modo speciale. Rudolf Slavicek soddisfa questo requisito in modo speciale: Nessune sfere condilari, ma degli assi ispirati all'asse cerniera anatomica scorrono facilmente e senza problemi su inserti sagittali e trasversali.

PRODOTTO	PREZZO
ARTICOLATORE	1.448€
SET PROGRAMMAZIONE	532€



ARTICOLATORI ARTEX AMANN GIRRBACH



TIPO	LISTINO	OFFERTA	OFFERTA CON SPLITEX
CR	€1.590	€1.229	€1.418
CPR	€1.190	€968	€1.116
CT	€689	€560	€646
CN	€489	€397	€458
BN	€349	€284	€327

**SUPER
PREZZI**

Modello Non Arcon

Modello Arcon



Dati tecnici	Artex® BN	Artex® CN	Artex® CT	Artex® CPR	Artex® CR
SKN (inclinazione sagittale condilare)	35°	35°	-15° to +60°	-20° to +60°	-20° to +60°
Angolo di Bennett	15°	0° to +20°	0° to +20°	-5° to +30°	-5° to +30°
Protrusione	-	-	-	-	0 to 6 mm
Retrusione	-	-	-	0 to 2 mm	0 to 2 mm
ISS (Bennett immeditato)	-	-	-	-	0 to 1,5 mm (per lato)
Distrazione	-	-	-	0 to 3 mm	0 to 3 mm
Versione di centrica	centrica clic	centrica clic	centrica clic	leva di centrica per semiassi	leva di centrica per semiassi
Evita la separazione della parte superiore ed inferiore	dischetto di centrica	dischetto di centrica	dischetto di centrica	Arcon-Clip	Arcon-Clip
Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale Artex	no	no	si	si	si



NABERTHERM TURBO FIRE

Il forno di sinterizzazione ad alta temperatura LHT 01/16 Turbo Fire è stato sviluppato per la sinterizzazione rapida di 1 - 3 corone singole in ossido di zirconio traslucido fino a una temperatura massima di 1600 °C. L'intero processo di sinterizzazione può essere completato in una ora. Il forno ideale per la produzione alla poltrona del dentista o per lavori urgenti nel laboratorio odontotecnico.



a partire da
4.190€

XANOS EVO SINT 100F

Il forno è costituito da una struttura a doppio guscio con un eccellente isolamento. La struttura appositamente progettata assicura che il forno possa raggiungere procedure di riscaldamento e raffreddamento rapide, con un riscaldamento massimo di 100°C al minuto. Può sinterizzare elementi di zirconia, vetroceramica e eseguire cicli di glasura.

I programmi sono personalizzabili tramite touch-screen. Grazie all'ampia camera di sinterizzazione, è possibile usufruire di tre vasche di sinterizzazione e posizionare fino a 90 elementi per ciclo. Tmax - 1600°C



NABERTHERM LHT 01/17 LB SPEED

Grazie alla temperatura massima di 1650 °C, i forni di sinterizzazione ad alta temperatura sono l'ideale per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido. Nel forno ad alta temperatura il piano sollevabile semplifica notevolmente il caricamento e consente un raffreddamento rapido. Il riscaldamento circolare della camera del forno garantisce l'uniformità ottimale della temperatura. Equipaggiati con elementi riscaldanti speciali in disilicio di molibdeno, le interazioni chimiche tra la carica e i componenti del forno vengono quasi del tutto evitate.



NABERTHERM LHT 01/17 D

Gli elementi riscaldanti speciali in disilicio di molibdeno offrono un'ottima protezione dalle interazioni chimiche tra la carica e i componenti del forno. I ponti e le corone sono caricati in contenitori ceramici. Questi forni ad alta temperatura convincono in particolare per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. I forni possono essere programmati individualmente per tutte le curve di sinterizzazione consigliate da quasi tutti i produttori di zirconio. Temperatura massima 1650°C



SCHICK Q3 BASIC

1.333€

Manipolo	Q Basic (9400/3)
Diametro	Max. 30 mm
Lunghezza	158 mm
Peso senza cavo	247 g
Peso con cavo	378 g
Dispositivo di comando	Motore c.c senza collettore
Precisione coassialità	< 0,02 mm
Pinza di serraggio	Ø 2,35 mm (standard) Ø 3,00 mm (opzionale)
Cambio strumento	Serraggio rapido



SCHICK Q3 PROFI

1.591€

Manipolo	Q Profi (9300)
Diametro	Max. 28 mm
Lunghezza	158 mm
Peso senza cavo	256 g
Peso con cavo	384 g
Dispositivo di comando	Motore c.c senza collettore
Precisione coassialità	< 0,02 mm
Pinza di serraggio	Ø 2,35 mm (standard) Ø 3,00 mm (opzionale)
Cambio strumento	Serraggio rapido



SCHICK Q3 PREMIUM

1.906€

Manipolo	Q Premium (10720)
Diametro	Max. 29 mm
Lunghezza	144 mm
Peso senza cavo	195 g
Peso con cavo	330 g
Dispositivo di comando	Motore c.c senza collettore
Precisione coassialità	< 0,02 mm
Pinza di serraggio	Ø 2,35 mm (standard) Ø 3,00 mm (opzionale)
Cambio strumento	Serraggio rapido



LAMPERT PUK D6

**IL NUOVO PUK D6
TECNOLOGIA
DI SALDATURA
ALL'AVANGUARDIA
PER I LABORATORI
ODONTOTECNICI.**

**PRESTAZIONI ELEVATE -
DESIGN MODERNO**

Più veloce, più forte, più preciso.
Prestazioni più elevate in tutte le
dimensioni per la tecnologia di
saldatura fine ad un livello
ineguagliabile.

Concetto operativo ergonomico
Joystick a una mano con funzione di
rotazione, pressione e inclinazione.
Navigazione semplificata e menu
intuitivo.



NEW
4.999€

COMPLETO DI:

- PUK D6
- MICROSCOPIO SM6
- RIDUTTORE



Nu:le Coat

More easily, more satisfactory.



YAMAKIN

Nu:le Coat Liquid (4ml) 13 colori € 70,00 1pz.
(White, Gray, Brown, Yellow, Orange, Blue,
Red, Pink, Black, A plus, B plus, C plus, D plus)

Dispositivo medico dentale – glasure per la lucidatura e liquidi coloranti
(Per corone e ponti a base di polimeri e materiale da incollaggio per resina e compositi)



Nu:le Coat Liquid Clear (6ml) € 60,00



Nu:le Coat Gel (2ml) € 80,00

Regular Set - € 359,00

Nu:le Coat Liquid Clear (6ml)
Nu:le Coat Gel (2ml)
Nu:le Coat Liquid (4ml): White, Gray,
Blue, Brown (1pz.)
Pennello Rotondo: 1pz
Pennello Piatto: 1pz
Fogli di miscelazione: 20pz

Full Set - € 625,00

Nu:le Coat Liquid Clear (6ml)
Nu:le Coat Gel (2ml)
Nu:le Coat Liquid (4ml): White, Gray, Brown, Yellow,
Orange, Blue,
A plus, B plus, C plus, D plus (1pz. ciascuno)
Pennello Rotondo: 1pz
Pennello Piatto: 1pz
Fogli di miscelazione: 30pz



DSD
EASY COLOR LINE



INDICAZIONI: Linea Colori di ceramica liquida,
colori strutturali per la zirconia.

BASE DENTIN A
BASE DENTIN B
BASE LUCE

ENAMEL GRAY
ENAMEL GRAY-BLUE
ENAMEL SMOKE

FOSSA ORANGE
FOSSA BROWN

CUSPID WHITE
GLAZE PASTE

STRUCTURE ROSA
STRUCTURE ROSA

STRUCTURE TRANSPARENT CLEAR
STRUCTURE TRANSPARENT INCISAL 1
STRUCTURE TRANSPARENT OPAL

STRUCTURE TRANSPARENT BLUE-GRAY
STRUCTURE TRANSPARENT T-ORANGE
STRUCTURE TRANSPARENT AMBER

STRUCTURE LIQUID
GLAZE LIQUID


PREMIUM KIT €720.00

- 17 BARATTOLI da 4ml
- 1 GLAZE PASTE da 5 ml.
- 2 LIQUIDI da 25ml.



KEEP IN TOUCH

CORSI E EVENTI DI FORMAZIONE CONTINUI



CONTATTO

Dentag Italia s.r.l.
Via Negrelli 4 | I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com

Ci trovi anche sui social media!

