



Intuitivo e orientato alla pratica

Prestazioni ottimali

Con 60.000 giri al minuto e 11 Ncm, la nuova serie Q3 di Schick offre parametri prestazionali imbattibili. Grazie alla nuova tecnologia, il numero di giri può essere controllato in modo estremamente sensibile ed è quindi ideale per lavorare anche i materiali dentali più esigenti.

Versatile e affidabile

Il luminoso display OLED mostra chiaramente tutti i parametri importanti ed è facile da leggere da tutte le angolazioni. Le funzioni aggiuntive come la rotazione in senso orario/antiorario e il comando Tempomat non lasciano nulla a desiderare e sono attivabili comodamente tramite i tasti di selezione diretta.

Tre classi di prestazioni forti

Con tre diverse classi di prestazioni, il micromotore Q3 soddisfa i requisiti di una vasta gamma di applicazioni. I tre tipi di unità sono forniti di serie con i seguenti manipoli:

- ▶ Il micromotore **Q3 Basic** con manipolo Q Basic, perfettamente adatto all'uso universale nel lavoro quotidiano in laboratorio grazie al suo design robusto.
- ▶ Il micromotore **Q3 Profi** con manipolo Q Profi, che sta comodamente in mano grazie alla superficie soft-grip ed è quindi molto popolare e ampiamente utilizzato.
- ▶ Il micromotore **Q3 Premium** con il manipolo Q Premium – il manipolo ultraleggero e perfettamente bilanciato ergonomicamente, che è con il suo robusto interno in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, è adatto anche per i lavori di molatura, taglio e fresatura più pesanti.

Con il micromotore Q3 si ottiene la tecnologia all'avanguardia Made in Germany.



Basic

Profi

Premium



Q3 Basic

Comando a ginocchio completo Cod.art. 10765
Comando a pedale completo Cod.art. 10768
Comando da tavolo completo Cod.art. 10773

Q3 Profi

Comando a ginocchio completo Cod.art. 10775
Comando a pedale completo Cod.art. 10778
Comando da tavolo completo Cod.art. 10783

Q3 Premium

Comando a ginocchio completo Cod.art. 10785
Comando a pedale completo Cod.art. 10788
Comando da tavolo completo Cod.art. 10793

Disponibile come optional:



Interruttore a pedale (on/off) Cod.art. 6370/2
Controllo dinamico a pedale Cod.art. 9440

Powerstick

Soluzione esclusiva per maggiori prestazioni

Piu potenza

Con il nuovo Powerstick sviluppato da Schick, le due classi di prestazioni Q3 Basic e Q3 Profi possono essere dotate di potenza aggiuntiva, se necessario.

I vantaggi per l'utente

- ▶ Aumento della velocità di 10.000 giri e 2 Ncm di coppia.
- ▶ Uso facile e veloce del Powerstick - non sono necessarie modifiche.
- ▶ Retrospectivamente un significativo aumento delle prestazioni senza dover acquistare una macchina tecnica aggiuntiva.
- ▶ Nessuna connessione al dispositivo, può essere utilizzato in modo flessibile su diverse postazioni di lavoro di laboratorio.



Q3 Powerstick
Cod.art. 10745