

S1 Basic

La fresatrice compatta

Lavoro ergonomico

La collaudata fresatrice S1 Basic non è solo adatta a fresare, misurare, trasferire o bloccare, ma è anche ideale per la tecnologia telescopica. La base rialzata garantisce un'eccellente ergonomia. Per un comfort di lavoro ancora superiore, è possibile collegare al comando un interruttore a pedale.

Massima precisione

Un'altra caratteristica speciale è la testa luminosa a LED disponibile come opzione per un lavoro confortevole. Caratteristiche collaudate, come il braccio a doppio snodo per una mobilità illimitata e le guide a sfera, garantiscono la massima precisione di foratura.

parallelometro S1 Basic

Il parallelometro S1 Basic per misurazione, trasferimento e bloccaggio può essere montato in un secondo tempo in modo semplice ed economico per ottenere una fresatrice perfetta. Sono disponibili anche singoli componenti per il molaggio a umido, a seconda delle esigenze.



Parallelometro S1 Basic

Potente mandrino di fresatura

con massima silenziosità di funzionamento

Impugnatura ruotabile

per lavorare comodamente

Superficie di appoggio ad alta precisione

con serraggio rapido a leva per un facile fissaggio del portamodelli

Massima precisione
di foratura e fresatura grazie alle guide su sfere

Doppio braccio snodato
per una mobilità illimitata

Altezza di lavoro ergonomica



Controllo:

- ▶ Tecnologia all'avanguardia con velocità fino a 40.000 giri/min.
- ▶ Dimensioni compatte
- ▶ Opzione di collegamento per il comando a pedale